



4 × LDS Loading Buffer

货号 : BR0010-01

规格 : 1 mL*10

-20°C保存, 保质期 12 个月。

1. 产品介绍

本产品是一种经过改良的以酚红和考马斯亮蓝 G250 为指示剂, 4 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

2. 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
2. 4 × LDS Loading Buffer 必须完全溶解后再使用。
3. 4 × LDS Loading Buffer 中含少量 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含巯基乙醇。
4. 本产品仅限科研使用。

相关产品及订购信息

产品	货号	规格
FuturePAGE™ 8% 12 Wells	ET12008Gel ET12008LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 8% 15 Wells	ET15008Gel ET15008LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 10% 12 Wells	ET12010Gel ET12010LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 10% 15 Wells	ET15010Gel ET15010LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 12% 12 Wells	ET12012Gel ET12012LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 12% 15 Wells	ET15012Gel ET15012LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-12% 12 Wells	ET12412Gel ET12412LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-12% 15 Wells	ET15412Gel ET15412LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-20% 12 Wells	ET12420Gel ET12420LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-20% 15 Wells	ET15420Gel ET15420LGel	10 PCs/Box 25 PCs/Box
4 × LDS Loading Buffer	BR0010-01	1 mL*10